

AQT90 FLEXは、
ビオチンによる干渉を心配
せずに、免疫アッセイ検査
結果から治療をタイミング
よく決定できます。

TnI, TnT, CKMB, Myo, NT-proBNP, PCT, CRP, Dダイマー, β hCG

AQT90 FLEX免疫アッセイ装置で測定するアッセイでは、FDAの推奨量の2倍を超える2,600 ng/mlまでの濃度でビオチンによる顕著な干渉がありません。

AQT90FLEXは、短いTATで信頼性の高い結果を報告します。

- 患者フローをスピーディーに
- 重要な決定を迅速に
- 規制要求事項に適合

AQT90FLEXは、短いTATで信頼性の高い結果を報告します。

Tel: 03-4331-3500

